

Eif5A Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Numero articolo: CM0023160



introduzione

Anticorpo policlonale mirato all'eIF5A umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con eIF5A umano e di topo, coinvolto nell'elongazione della traduzione e nel salvataggio dei ribosomi. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica, l'apoptosi e la replicazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	eIF5A Coniglio pAb
Note/Alias	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1984
ID Gene	1984
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-154 dell'eIF5A umano (NP_001137234.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P63241
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio