

Elac2 Coniglio Pab - Q9Bq52

Numero articolo: CM0028690



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ELAC2 validato per Western blot (WB), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA; rileva ELAC2 umano, murino e di ratto, un'endonucleasi mitocondriale di processamento del tRNA coinvolta nella maturazione dell'RNA e nell'assemblaggio del ribosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ELAC2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	60528
GeneID	60528
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BQ52
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio