

Elapor1 Rabbit Pab - Q6Uxg2

Numero articolo: CM0020119

introduzione

ELAPOR1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB ed ELISA, che rileva ELAPOR1 umano, murino e rat (111kDa). Questo regolatore dell'apoptosi e dell'autofagia associato agli endosomi e ai lisosomi è ideale per la ricerca sul cancro e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ELAPOR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	57535
GeneID	57535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-130 di ELAPOR1 umano (NP_065826.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Rat
SWISS	Q6UXG2
Peso proteico	111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio