

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Elmod3 Per Wb, Elisa - Q96Fg2

Numero articolo: CM0026122

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ELMOD3 validato per WB, ELISA, reagisce con uomo, topo, ratto. Il target è una proteina GTPasi-attivante per ARL2, implicata nella perdita uditiva. Ideale per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELMOD3 Rabbit pAb
Note/Alias	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFN888; ELMOD3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	84173
GeneID	84173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 290-381 di ELMOD3 umano (NP_001128493.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96FG2
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio