

Anticorpo Policlonale Coniglio Elovl6 Per Wb, Elisa - Q9H5J4

Numero articolo: CM0020793

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità specifico per ELOVL6 umano, adatto per Western blotting e ELISA. Rileva ELOVL6 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'allungamento degli acidi grassi a catena molto lunga e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ELOVL6 Rabbit pAb
Note/Alias	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
Specie	Uomo
Gene ID	79071
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di ELOVL6 umano (NP_076995.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H5J4
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio