


Anticorpo Policlonale Coniglio Eno1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Numero articolo: CM0015055



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting l' α -enolasi umana (ENO1) per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per studi sulla glicolisi, repressione trascrizionale e attivazione del plasminogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ENO1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2023
GenelD	2023
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-434 dell'ENO1 umano (NP_001419.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P06733
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio