

Eno2 Rabbit Mab Per Wb - P09104

Numero articolo: CM0002804



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla ENO2 umana (gamma-enolasi, NSE), validato per WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica e il rilevamento dell'enolasi specifica neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ENO2 Rabbit mAb
Note/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-100 della ENO2 umana (NP_001966.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09104
Peso Proteico	47 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio