

Anticorpo Policlonale Coniglio Eno2 Per Wb E Elisa - P09104

Numero articolo: CM0026027



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ENO2 mirato alla gamma-enolasi umana (NSE) per Western blot e ELISA. Reattività crociata convalidata con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della glicolisi, della neuroprotezione e dei biomarcatori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome prodotto	ENO2 pAb coniglio
Note/Alias	NSE; HEL-S-279; ENO2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2026
Gene ID	2026
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 di ENO2 umano (NP_001966.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P09104
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio