

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Enos Per Wb, If-P, Elisa - P29474

Numero articolo: CM0013675



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio contro la sintasi endoteliale dell'ossido nitrico umana (eNOS/NOS3). Validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva una banda di 133 kDa; reagisce anche con proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca vascolare e sulla segnalazione dell'NO.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	eNOS pAb di coniglio
Note/Alias	eNOS; ECNOS
Specie	Umana
GeneID (umana)	4846
GeneID	4846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1000-1203 dell'eNOS umana (NP_000594.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, topo, ratto
SWISS	P29474
Peso della proteina	133 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante