

Enpep Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q07075

Numero articolo: CM0012858



introduzione

ENPEP anticorpo policlonale di coniglio (APA/CD249/gp160) che rileva la glutammil aminopeptidasi umana e murina in WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'ipertensione e sulle malattie renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ENPEP anticorpo policlonale di coniglio
Note/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Specie	Umano
GeneID (umano)	2028
GeneID	2028
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q07075
Peso della proteina	109 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante