

Anticorpo Policlonale Coniglio Enpep Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Numero articolo: CM0026946



introduzione

Rilevamento accurato della glutamil aminopeptidasi in campioni umani, di topo e di ratto. Questo pAb di coniglio supporta il Western blot, l'IHC-P e l'ELISA nello studio dell'ipertensione e della biologia renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio ENPEP
Note/Alias	APA; CD249; gp160; ENPEP
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2028
GenelD	2028
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 708-957 di ENPEP umano (NP_001968.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07075
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio