


Pab Di Coniglio Enpp2 Per Wb, Elisa - Q13822

Numero articolo: CM0020502



introduzione

Il pAb di coniglio ENPP2 è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA, specifico per ENPP2/ATX lisofosfolipasi D (Q13822) umana e murina, per la ricerca sulla via del lisofosfatidico acido.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio ENPP2
Note/Alias	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5168
GeneID	5168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 564-863 di ENPP2 umana (NP_001035181.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q13822
Peso proteico	99kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio