

Enterovirus Ev71 3D Anticorpo Monoclonale Di Coniglio (Wb, Elisa) - Ev71 3D

Numero articolo: CM0004980

introduzione

Enterovirus EV71 3D Anticorpo Monoclonale di Coniglio (mAb) per applicazioni Western blot (WB) e ELISA. Immunogeno espresso in modo ricombinante; rileva la proteina EV71 3D con reattività crociata umana. Ideale per la ricerca virologica e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EV71 3D Rabbit mAb
Specie	Enterovirus
Immunogeno	Proteina ricombinante di Enterovirus EV71 3D
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
Peso della proteina	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio