


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Erab/Hsd17B10 Per Wb, Elisa - Q99714

Numero articolo: CM0002201



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro ERAB/HSD17B10 umano (HSD17B10, ID gene 3028), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Rileva una banda proteica di 27kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERAB/HSD17B10 mAb di coniglio
Note/Alias	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3028
ID Gene	3028
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 162-261 di ERAB/HSD17B10 umano (Q99714).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99714
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio