


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eral1 Per Wb Ed Elisa - 075616

Numero articolo: CM0016446



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ERAL1 di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Rileva ERAL1 umano, murino e di ratto, una GTPasi mitocondriale fondamentale per il legame con l'rRNA 12S e l'assemblaggio della subunità piccola. Ideale per la ricerca mitocondriale e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERAL1 pAb di coniglio
Note/alias	ERA; CEGA; ERA-W; H-ERA; ERAL1A; ERAL1B; HERA-A; HERA-B; PRLTS6; ERAL1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	26284
GeneID	26284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-437 di ERAL1 umano (NP_005693.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	075616
Peso della proteina	48 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante