


Mab Di Coniglio ESRα Per Wb - P03372

Numero articolo: CM0004061



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante anti-ESRα validato per WB, IP, ELISA, ChIP e citometria a flusso. Bersaglia il recettore alfa degli estrogeni (ERα) umano per la ricerca sulla segnalazione ormonale, il cancro e la riproduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio ESRα
Annotazioni/Alias	ER; ESRα
Specie	Umana
ID gene (Umano)	2099
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 495-595 di ESRα umano (NP_000116.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP, FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P03372
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio