


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Esrp1 Per Wb, Elisa - Q6Nyg1

Numero articolo: CM0014038



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ESRP1 validato per WB ed ELISA nell'uomo e nel topo. Ha come bersaglio la proteina regolatrice dello splicing epiteliale 1, un fattore di splicing coinvolto nell'EMT e nella regolazione degli isoformi specifici dell'epitelio. Indicato per la ricerca sulla sordità e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio anti-ESRP1                                                                                                  |
| Note/Alias          | RBM35A; RMB35A; DFNB109; ESRP1                                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                        |
| ID del gene         | 54845                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di ESRP1 umano (NP_060167.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività crociata | Uomo, topo                                                                                                                  |
| SWISS               | Q6NXG1                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 76 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                          |