


## Anticorpo Policlonale Coniglio Esrrb Per Wb E Elisa - 095718

Numero articolo: CM0027990



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ESRRB validato per Western blot e ELISA. Riconosce il recettore nucleare ERR2 umano e murino. Adatto per la ricerca sulla pluripotenza delle cellule staminali, sullo sviluppo precoce e sulla regolazione della trascrizione. 095718.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto     | ESRRB Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias    | ERR2; ERRb; ESRL2; NR3B2; DFN35; ERRbeta2; ERR beta-2; ESRRB                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 2103                                                                                                                          |
| GeneID                | 2103                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 434-508 di ESRRB umano (NP_004443.3). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse                                                                                                                  |
| SWISS                 | 095718                                                                                                                        |
| Peso proteico         | 48kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |