

Etf1 Rabbit Pab Per Wb, If/Icc, Elisa - P62495

Numero articolo: CM0030520



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ETF1 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce ETF1 umano, di topo e di ratto (49 kDa), un fattore di terminazione della traduzione. Ideale per lo studio della sintesi proteica e del decadimento mediato da nonsense (NMD).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETF1 Rabbit pAb
Note/Alias	ERF; RF1; ERF1; TB3-1; D5S1995; SUP45L1; ETF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2107
GeneID	2107
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 278-437 di ETF1 umano (NP_004721.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62495
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio