

Anticorpo Policlonale Coniglio Etnk2 Per Wb, Elisa - Q9Nvf9

Numero articolo: CM0017830

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ETNK2 ad alta specificità validato per Western blotting e ELISA. Rileva l'etanolammina chinasi 2 umana, coinvolta nella biosintesi dei fosfolipidi. Ideale per la ricerca in IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ETNK2 Rabbit pAb
Note / Alias	EKI2; HMFT1716; ETNK2
Specie	Uomo
ID gene (umano)	55224
ID gene	55224
Immunogeno	Proteina ricombinante o proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-386 di ETNK2 umano (NP_060678.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9NVF9
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio