


## Ets1 Rabbit Pab - P14921

Numero articolo: CM0019093



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione ETS1 umano per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla regolazione genica, immunità e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | ETS1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| Gene ID             | 2113 (Umano)                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di ETS1 umano (NP_005229.1) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                               |
| SWISS               | P14921                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 50kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |