

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Etv4 Per Wb, Elisa - P43268

Numero articolo: CM0020755



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ETV4 (P43268) validato per WB ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante comprendente gli amminoacidi 40-246 dell'ETV4 umano. Target di un attivatore trascrizionale coinvolto nel posizionamento dei motoneuroni e nella differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETV4 Rabbit pAb
Note/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Specie	Umano
GenelD (umano)	2118
GenelD	2118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-246 dell'ETV4 umano (NP_001977.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P43268
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante