

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Contro La Proteasi 3C Dell'ev71 Per Wb E Elisa - Ev71 3C Rabbit Pab

Numero articolo: CM0021432

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteasi 3C dell'EV71 (aa 1-183). Validato per Western blot e ELISA con una reattività crociata ampia prevista. Adatto per la ricerca sugli enterovirus e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EV71 3C Rabbit pAb
Specie	Enterovirus
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-183 della proteasi 3C dell'EV71 umano. (B9VUU3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Altro (gamma ampia prevista)
Spedizione	Sacco di ghiaccio