

Ev71 3C Mab Di Coniglio - Ev71 3C

Numero articolo: CM0006569

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteasi 3C dell'enterovirus EV71, validato per WB ed ELISA. Adatto per la rilevazione e la ricerca sull'enterovirus, con un peso molecolare previsto di 20 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	EV71 3C mAb di coniglio
Specie	Enterovirus
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'enterovirus EV71 3C
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Enterovirus
Peso della proteina	20KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio