

Pab Di Coniglio Anti-Ev71 3D - B9Vuu3

Numero articolo: CM0020366

introduzione

Il pAb di coniglio anti-EV71 3D è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina 3D dell'Enterovirus EV71 (aa 1-217, B9VUU3). Adatto per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata con antigeni umani. Ideale per la ricerca sull'EV71 e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-EV71 3D
Specie	Enterovirus
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-217 della proteina 3D dell'Enterovirus EV71 (B9VUU3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
Spedizione	Borsa refrigerante