

Anticorpo Policlonale Coniglio Ev71 3D - Ev71 3D

Numero articolo: CM0030785

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro la proteina ricombinante 3D dell'Enterovirus EV71. Applicabile in WB e ELISA, con riportata cross-reattività umana. Supporta il rilevamento dell'EV71 e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EV71 3D Rabbit pAb
Specie	Enterovirus
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'Enterovirus EV71 3D
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano
Spedizione	Borsa del ghiaccio