

Anticorpo Monoclonale Coniugato Ewsr1 Per Wb, Ihc-P - Q01844

Numero articolo: CM0010300



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato EWSR1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Mira al N-terminale umano di EWSR1; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul cancro e sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniugato EWSR1
Note/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2130
ID Gene	2130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-189 di EWSR1 umano (Q01844)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01844
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio