

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ewsr1 Per If/Icc, Elisa - Q01844

Numero articolo: CM0016801



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EWSR1 umano, validato per applicazioni IF/ICC ed ELISA. Mira alla proteina della regione di rottura del sarcoma di Ewing 1, un repressore trascrizionale coinvolto nella tumorigenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EWSR1 Rabbit pAb
Note/Alias	EWS; EWS-FLI1; bK984G1.4; EWSR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2130
GeneID	2130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 dell'EWSR1 umano (NP_001156757.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q01844
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio