

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Exoc3 Per Wb, Elisa - O60645

Numero articolo: CM0021013

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro EXOC3 (Sec6), validato per Western blot (WB) e ELISA. Ha reattività crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sul complesso esocistico e l'esocitosi in contesti diagnostici e di laboratorio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | EXOC3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note / Alias        | SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3                                                                                                     |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID gene (Uomo)      | 11336                                                                                                                          |
| ID gene             | 11336                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 396-745 di EXOC3 umano (NP_009208.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | O60645                                                                                                                         |
| Peso proteico       | 86 kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |