

## Anticorpo Policlonale Rabbit Exosc4 Per Wb, Elisa - Q9Npd3

Numero articolo: CM0029152



### introduzione

Anticorpo policlonale rabbit EXOSC4 validato per WB e ELISA contro campioni umani e di ratto, che bersaglia la componente dell'esosoma RNA RRP41 (Q9NPD3). Ideale per studi di processamento e degradazione degli RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | EXOSC4 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | SKI6; p12A; RRP41; Ski6p; RRP41A; Rrp41p; hRrp41p; EXOSC4                                                                        |
| Specie              | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (Uomo)       | 54512                                                                                                                            |
| GeneID              | 54512                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 della EXOSC4 umana (NP_061910.1). |
| Origine             | Rabbit                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9NPD3                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 26kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                |