


## Anticorpo Policlonale Coniglio Extl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43909

Numero articolo: CM0030676



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'EXTL3 umano, una glicosiltransferasi e recettore REG3. Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dell'eparan solfato e di REG3.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | EXTL3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Annotazioni/Alias   | RPR; BOTV; REGR; EXTR1; ISDNA; EXTL1L; EXTL3                                                                                 |
| Specie              | Uomo                                                                                                                         |
| ID gene (Uomo)      | 2137                                                                                                                         |
| ID gene             | 2137                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-220 di EXTL3 umano (NP_001431.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                            |
| SWISS               | O43909                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 105kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |