


F2R Coniglio Pab - P25116

Numero articolo: CM0024730



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-F2R di alta qualità per il Western blot e la rilevazione ELISA del recettore 1 attivato dalla proteinasi umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla coagulazione e gli studi cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	F2R Coniglio pAb
Note/Alias	TR; HTR; CF2R; PAR1; PAR-1; F2R
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2149
ID Gene	2149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 42-110 di F2R umano (NP_001983.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P25116
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio