

F4/80 Mab Di Coniglio Per If, Ihc-P, Elisa - Q61549

Numero articolo: CM0006997

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro F4/80 (Emr1) di topo, adatto per immunofluorescenza, immunoistochimica (paraffina) e ELISA. Rileva F4/80 di topo e ratto, un marcatore macrofagico coinvolto nell'adesione cellulare e nello sviluppo dei Treg. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	F4/80 mAb di coniglio
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2015
GeneID	13733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-645 di F4/80 di topo (NP_034260.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q61549
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato