

Anticorpo Monoclonale Fadd Rabbit Polymab® Per Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61160 / Q13158

Numero articolo: CM0009805



introduzione

Anticorpo monoclonale FADD Rabbit PolymAb® ad alta specificità per la ricerca sull'apoptosi. Validato per WB, IP, IHC-P, ELISA con reazione crociata verso FADD umano, murino e di ratto (Gene ID 8772/14082).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FADD Rabbit PolymAb®
Note/Alias	Mort1/FADD
Specie	Uomo/Mouse
GeneID (Uomo)	8772
GeneID (Mouse)	14082
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante di FADD umano/murino)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	Q61160/Q13158
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio