


Faf1 Anticorpo Policlonale Coniglio (Wb/Elisa) - Q9Unn5

Numero articolo: CM0027020



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro FAF1 umano (fattore associato a FAS), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce incrociato con Umano, Mouse, Ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e sulla replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAF1 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	hFAF1; CGI-03; HFAF1s; UBXD12; UBXN3A; FAF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11124
GeneID	11124
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di FAF1 umano (NP_008982.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UNN5
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio