

Fam160B2 Coniglio Pab - Q80Yr2

Numero articolo: CM0019182

introduzione

FAM160B2 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Validato nell'uomo, topo, ratto, mirando alla subunità del complesso FHF proteina 2B interagente con HOOK coinvolta nella segnalazione MAPK/ERK e nella funzione di barriera intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM160B2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Rai16; Fam160b2; G430067P06Rik; FAM160B2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	239170
GeneID	239170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 74-303 di FAM160B2 di topo (NP_919326.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q80YR2
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio