


Fam50A Rabbit Mab (Anticorpo Monoclonale Anti-Fam50A) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q14320

Numero articolo: CM0007163



introduzione

Anticorpo monoclonale di con rabbitto che si lega a FAM50A umano, validato per western blot, immunohistochemistry e ELISA. Cross-reagisce con le proteine del mouse e del ratto. Ideale per lo studio della regolazione dello splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAM50A Rabbit mAb
Note/Alias	XAP5; HXC26; MRXSA; HXC-26; DXS9928E; FAM50A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9130
GeneID	9130
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FAM50A umano (NP_004690.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q14320
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio