

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fancd2 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Bxw9

Numero articolo: CM0022952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FANCD2, validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva FANCD2 umano, di topo, di ratto (164kDa). Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e sull'anemia di Fanconi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio FANCD2
Note/Alias	FA4; FAD; FACD; FAD2; FA-D2; FANCD; FANCD2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2177
ID Gene	2177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-291 di FANCD2 (NP_001018125.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BXW9
Peso Proteico	164kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio