


Faslg Pab Coniglio - P48023

Numero articolo: CM0014159



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro FasLG per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce FasLG umano e murino, un mediatore chiave dell'apoptosi. Ideale per lo studio della morte cellulare immunitaria e della tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FasLG PAb coniglio
Annotazioni/Alias	APTL, FASL, CD178, CD95L, ALPS1B, CD95-L, TNFSF6, TNLG1A, APT1LG1, FasLG
Specie	Uomo
ID gene	356
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 101-200 di FasLG umano (NP_000630.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P48023
Peso proteico	31 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio