

Catena Pesante Della Miosina Scheletrica Veloce, Mab Di Coniglio - P12882

Numero articolo: CM0009205

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MYH1 umano (miosina-1, catena pesante del muscolo scheletrico). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla fisiologia muscolare e sull'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Catena pesante della miosina scheletrica veloce, mAb di coniglio
Note/Alias	MYHa; HEL71; MYHSA1; MyHC-2x; MyHC-2X/D
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4619
GeneID	4619
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di MYH1 umano (NP_005954.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P12882
Peso della proteina	223 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante