

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fastkd5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7L8L6

Numero articolo: CM0024532

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FASTKD5, adatto per Western blot, IF/ICC e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sulla lavorazione dell'RNA mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FASTKD5 Rabbit pAb
Note/Alias	dj1187M17.5; FASTKD5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	60493
GeneID	60493
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 495-764 della FASTKD5 umana (NP_068598.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q7L8L6
Peso proteico	87kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio