

Fapau Coniglio Pab - P35544

Numero articolo: CM0017575

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio FAU convalidato per Western blot (WB) e applicazioni ELISA. Rileva la proteina endogena FAU/RPS30 (~14 kDa) nelle specie umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulle proteine di fusione simili all'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	FAU Coniglio pAb
Note/Alias	S30; FAU1; Fub1; Fubi; asr1; eS30; RPS30; MNSFbeta; FAU
Specie	Umano
Gene ID	2197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-133 di FAU umano (NP_001988.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35544
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio