

Anticorpo Policlonale Coniglio Fbln1 Per Wb, Elisa - P23142

Numero articolo: CM0023090

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Fibulin-1 umano (FBLN1), convalidato per WB ed ELISA. Reagisce con FBLN1 umano, murino e ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBLN1 Rabbit pAb
Note/Alias	FBLN; FIBL1; FBLN1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2192
Gene ID	2192
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 570-670 di FBLN1 umano (NP_001987.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P23142
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio