

Anticorpo Policlonale Coniglio Fcgrt Per Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Numero articolo: CM0025764



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro FCGRT umano (FcRn), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul riciclaggio dell'IgG e sull'immunità neonatale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FCGRT Rabbit pAb
Note/Alias	FCRN; FcγRn; catena alfa; FCGRT
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2217
ID Gene	2217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-290 di FcRn umano (NP_004098.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55899
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio