

Fchsd1 Pab Coniglio - Q86Wn1

Numero articolo: CM0017951

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FCHSD1 umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la polimerizzazione dell'actina e la dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCHSD1 pAb coniglio
Note/Alias	NWK2; FCHSD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	89848
GeneID	89848
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-400 di FCHSD1 umano (NP_258260.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q86WN1
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio