

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fcrl3 Per Wb E Elisa - Q96P31

Numero articolo: CM0016029

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina FCRL3 (CD307c, MAIA) umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biologia dei linfociti B, immunologia e fertilizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | FCRL3 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | MAIA; FCRH3; IFGP3; IRTA3; SPAP2; CD307c; FCRL3                                                                                  |
| Specie              | Uomo                                                                                                                             |
| GeneID (umano)      | 115352                                                                                                                           |
| GeneID              | 115352                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-720 della FCRL3 umana (NP_443171.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                |
| SWISS               | Q96P31                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 81kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |