


Anticorpo Policlonale Coniglio Fes Per Wb, Elisa - P07332

Numero articolo: CM0027649



introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio FES si rivolge alla proteina FES umana (93 kDa) con reattività crociata al mouse. Adatto per applicazioni WB ed ELISA nella segnalazione delle chinasi tirosiniche, nella degranolazione dei mastociti e nella ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FES pAb coniglio
Osservazioni/Alias	FPS; FES
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2242
GeneID	2242
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-420 della FES umana (NP_001137256.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P07332
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio