

Anticorpo Policlonale Coniglio Fgb Per Wb, If/Icc, Elisa - P02675

Numero articolo: CM0015607



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la catena beta del fibrinogeno umano (FGB) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'emostasi, trombosi e guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FGB Rabbit pAb
Note/Alias	HEL-S-78p; FGB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2244
GeneID	2244
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 111-222 di FGB umano (NP_005132.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02675
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio