

Fgd4 Rabbit Pab (Anticorpo Policlonale) Per Wb, Elisa - Q96M96

Numero articolo: CM0030582

introduzione

FGD4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che si targeting FGD4 umano, validato per WB ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla dinamica del citoscheletro e sulle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGD4 Rabbit pAb
Note/Alias	CMT4H; FRABP; ZFYVE6; FGD4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	121512
GeneID	121512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-198 di FGD4 umano (NP_640334.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96M96
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio