

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Fgf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Numero articolo: CM0003442

### introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio FGF2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la FGF2 umana (bFGF), un fattore di crescita che lega l'eparina coinvolto nella proliferazione cellulare, differenziazione e angiogenesi. Ideale per studi di oncologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | FGF2 mAb Coniglio                                                                                                       |
| Osservazioni/Alias    | BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2                                                                                           |
| Specie                | Umano                                                                                                                   |
| GeneID                | 2247                                                                                                                    |
| Immunogeno            | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 della FGF2 umana (NP_001997.5). |
| Fonte                 | Coniglio                                                                                                                |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                   |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                   |
| SWISS                 | P09038                                                                                                                  |
| Peso Proteico         | 31kDa                                                                                                                   |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                      |